

# Delta



## Delta – innendørs transportstol

Delta stolen er spesielt godt egnet brukere som er helt eller delvist immobile. Denne brukergruppen har økt risiko for trykksår og Delta-stolen kan avhjelpe dette problemet. «Regulated Motion» er et system som gir brukeren bevegelse i stolen, og kombinert med trykkavlastningsmateriale integrert i alle kontaktflater, minsker dette risikoen for trykksår. Med «Regulated Motion» integrert i stolen, kan man bruke håndkontrollen til å programmere stolen til å endre posisjon automatisk over en gitt tidsperiode og dermed oppnå variasjon i trykket på utsatte deler av kroppen.

Delta stolen er et optimalt hjelpemiddel for pleiere og brukere!

### Delta 400 Regulated Motion

Varenummer 7007

Skyvehåndtak.

Universal hodestøtte.



Styreenhet med store knapper.

**REFLEXION**  
materiale i hele  
stolen for brukerens  
kontaktflate.

Sidestøtter.

Mulighet for 4  
setebredder.

Beskyttende  
plastskjermer.

Justérbart fotbrett,  
høyde og vinkel.

Lett å manøvrere. 100 mm hjul.

**«Regulated Motion»  
Effektiv og uanstrengt bevegelse!**

**Leveres med elektrisk- eller  
gass-styring.**





Gummihjul som sparer underlaget. Stolen fås også med store hjul.



Justérbar hodestøtte.



Justérbart fotbrett.



Ryggen justeres med gass via håndtak bak på stolen.



Legg- og fotstøtte kan reguleres i alle posisjoner.


### Bruksområder

- Spesialsykehus
- Sykehjem
- I hjemmet
- For de som er sittende i lengre perioder
- For de med risiko for trykksår (decubitus)
- Ulike nevrologiske og fysiske lidelser

### Funksjoner

- Regulated Motion, gass styring eller elektrisk styring av tilt og fotbrett
- Integrert trykkavlastende Reflexion materiale
- Multi -stillbar hodestøtte
- Universal hodepute
- Stillbar setelengde
- Stillbart fotbrett i høyde og vinkel
- Integrerte sidestøtter
- Stretch Vyflex materiale på alle overflater med brukerkontakt
- Store knapper på kontroll enhet
- Skjermer som reduserer skade på utsatte deler ved transport

### Teknisk spesifikasjoner



### Delta med elektrisk styring

Gjør det mulig for pleier og bruker å styre funksjonene i stolen automatisk. Dette gjelder tilt og heving av fotbrett.

### Delta med gass-styring

Ved manuell betjening brukes gass-regulering.



Hodepute.



Sidestøtter.